

金・プラチナ・シルバー測定モードを標準装備!!

貴金属テスター GKS-300



『GKS-300』は、ここが違う

※GK-300の後継機種です

- ◆ 従来の金測定モードだけでなく、プラチナ・シルバー・ホワイトゴールド測定モードが追加され、あらたな貴金属テスターとして生まれ変わりました。
- ◆ 最小表示 0.001g/cm³まで、高精度に測定できるので、測定誤差が少なくなり、最小2gの小さな物から測定可能です。
- ◆ 容器のフタはフルとハーフを選択可能で、ハーフを利用すれば測定毎にフタを開ける必要がなくなります。これで測定時間が短縮でき、手間が大幅に削減されます。
- ◆ 表示される比重値の、桁数を選択できます。
- ◆ %表示が同時に表示されます。
- ◆ 測定時間は5種類から選択できます。
- ◆ 測定誤差を表示できます。(比重値のみ)
- ◆ 風よけの風防が標準装備されています。
- ◆ とても見やすい蛍光管表示になっています。

税込価格176,400円(本体価格168,000円)

ご注意・・・以下の測定物は正確に測定できない場合があります。(従来と同様)

- ① 測定物の中が空洞になっており、空気が抜けない状態にある物
- ② 測定物表面に多くの気泡が付着している場合
- ③ 測定物表面に、ごみや汚れが付着している場合
- ④ 測定物と同等の比重の物
- ⑤ 宝石等、金属以外の物が付いている場合

『GKS-300』の主な仕様

商品名	貴金属テスター GKS-300	純度表示	金、プラチナ、シルバー、ホワイトゴールド*
最小/最大グラム	0.001~300g	測定結果	純度、%、比重値
重量値再現性	0.001g	重量/寸法(mm)	2.6kg/(D)260X(W)190X(H)200
重量値直線性	±0.002g	電源	ACアダプター入力 AC100V 50/60Hz
機能	割金表示、水温設定、キャリブレーション、自動水中重量取込 他	オプション	ACアダプター海外用、英文取扱説明書、プリンターAD-8121 他

『旧 GK-300』との違い

機種名	旧 GK-300	GKS-300
測定モード	金の測定のみ(その他は比重と換算表)	金、プラチナ、シルバー、ホワイトゴールド
測定結果の表示	金性、%、比重値(個別表示)	純度及び%(同時表示)と比重値
比重最小表示	0.01 g/cm ³	0.001g/cm ³
最小必要グラム	5g	2g
測定容器フタ	フルオープン	ハーフ or フルオープン
比重値表示	桁に制限	桁数選択可能
測定誤差	表示不可	表示可
風防	オプション	標準装備

製造・発売元

お問い合わせご用命は...

2011年11月発売

▲▲ アルファミラージュ株式会社

金・プラチナ・シルバー測定モードを標準装備!!

貴金属テスター GKS-3000



『GKS-3000』は、ここが違う

※GK-2000の後継機種です。

- ◆従来の金・プラチナ測定モードだけでなく、シルバー、ホワイトゴールドモードが追加され、あらたな貴金属テスターとして生まれ変わりました。
- ◆測定容器のフタ部分を半分の大きさにセッティングできるので、測定毎にフタを開ける必要がなくなりました。これで測定時間が短縮でき、手間が大幅に削減されました。
- ◆表示される比重値の桁数を選択できます。
- ◆測定容器が大きくなりました。(横に15mm)
- ◆%表示が同時に表示されます
- ◆測定時間は5種類から選択できます。
- ◆測定誤差を表示できます。(比重値のみ)
- ◆とても見やすい蛍光管表示になりました。

税込価格 249,900 円

(本体価格 238,000 円)

ご注意・・・以下の測定物は正確に測定できない場合があります。(此不同様)

- ① 測定物の中が空洞になっており、空気が抜けない状態にある物
- ② 測定物表面に多くの気泡が付着している場合
- ③ 測定物表面に、ごみや汚れが付着している場合
- ④ 測定物と同等の比重の物
- ⑤ 宝石等、金属以外の物が付いている場合

『GKS-3000』の主な仕様

商品名	貴金属テスター GKS-3000	純度表示	金、プラチナ、シルバー、ホワイトゴールド
最小/最大グラム	0.01~3000g	測定結果	純度、%、比重値
重量値再現性	0.01g	重量/寸法(mm)	4.2kg/(D)260X(W)240X(H)240
重量値直線性	±0.02g	電源	ACアダプター入力 AC100V 50/60Hz
機能	割金表示、水温設定、キャリブレーション、自動水中重量取込 他	オプション	ACアダプター海外用、英文取扱説明書、プリンターAD-8121、2kg分銅 他

旧『GK-2000』との違い

機種名	旧 GK-2000	GKS-3000
測定モード	金とプラチナ	金、プラチナ、シルバー、ホワイトゴールド
測定結果の表示	純度、%、比重値(個別表示)	純度、%(同時表示)と比重値
比重最小表示	0.01 g/cm ³	0.01g/cm ³ (補助表示有)
最小必要グラム	10g	
測定容器フタ	1段開閉式	2段開閉式
比重値表示	桁に制限	桁数選択可能
測定誤差	表示不可	表示可

製造・発売元

お問い合わせご用命は...

2011年11月発売

▲▲ アルファミラージュ株式会社